



Diamantpolierer 9664

Packung 5 Stück rosa, RA, Figur Kelch



Artikelnr.: 127831
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 32 mm
Länge: 53 mm

€ 38,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer rosa, RA, Figur Kelch

Diamantpolierer. Dia-Komp.

- Vorpolitur
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.