



## Diamantpolierer 9547

Stück braun, FG, Figur Spitze



Artikelnr.: 127845  
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE  
Gewicht: 0.09 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 55 mm

**€ 8,86**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Polierer braun, FG, Figur Spitze

Diamantpolierer. Diapol "Superdiapol".

- Hochglanz
- W9547 - Keramik
- W9547ZR - e-Keramik, Zirkoniumoxid
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.  
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.