



## Diamantpolierer 9420

Stück grün, RA, Figur Kelch



Artikelnr.: 127850  
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 2 mm  
Breite: 4 mm  
Länge: 6 mm

**€ 13,92**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Polierer grün, RA, Figur Kelch

Diamantpolierer. Diapol "G".

- Formkorrekturen
- Keramik
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.  
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.