



Diamantpolierer 9652

Stück braun, RA, Figur Kelch



Artikelnr.: 127854
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 31 mm
Länge: 53 mm

€ 10,92

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer braun, RA, Figur Kelch

Diamantpolierer. Diapol "Superdiapol".

- Hochglanz
- W9652 - Keramik
- W9652ZR - e-Keramik, Zirkoniumoxid
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.