



Diamantpolierer 9419

Stück grün, RA, Figur Spitze



Artikelnr.: 127856
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 36 mm
Länge: 58 mm

€ 8,86

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer grün, RA, Figur Spitze

Diamantpolierer. Diapol "N".

- Vorpolitur
- W9419 - Keramik, W9419ZR - Zirkoniumoxid, e-Keramik
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.