



Sinterdiamantschleifer 250

Stück SFG, FG, Figur 250, 10 mm, ISO 018



Artikelnr.: 127876
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 9 mm
Länge: 32 mm

€ 20,47

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer SFG, FG, Figur 250, Kopflänge: 10 mm, ISO 018

SHM - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min

SL - für Modellgusslegierungen - max. Drehzahl 25.000 U/min

SFG (für die Laborturbine) - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min