



Diamantschleifer H 540

Packung 5 Stück gelb extra-fein, HP, Figur 540, 4 mm, ISO 008



Artikelnr.: 127878

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.009 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

€ 25,96

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer gelb extra-fein, HP, Figur 540, 4 mm, ISO 008

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Max. Drehzahl (ISO 005 - 065) 50.000 U/min., opt. Drehzahl 25.000 U/min.