

# GC D-Light® Pro

Stück



Artikelnr.: 128054  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 1.172 kg  
Höhe: 81 mm  
Breite: 160 mm  
Länge: 365 mm

**€ 830,00**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Polymerisationslampe

Die leistungsstarke LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge bietet neben drei Programmen ein elegantes, leichtes und schlankes Design. Die *D-Light® Pro* bietet nicht nur eine effiziente Lichthärtung, sondern hilft Ihnen, Bakterien sichtbar zu machen. Die *D-Light® Pro* ist autoklavierbar und sorgt damit für maximale Hygiene.