



Pro-Tec Ausblockwachs

Dose 750 g rot



Artikelnr.: 128126
Hersteller: al dente Dentalprodukte
Gewicht: 0.762 kg
Höhe: 105 mm
Breite: 105 mm
Länge: 105 mm

€ 31,69

Zzgl. MwSt.

Dose 750 g Wachs rot

Knetbares Wachs ideal zum Ausblocken von Unterschnitten beim Dublieren in der Modellgusstechnik, bei der Herstellung von lichterhärtenden Basisplatten und beim Ausgießen von Abformungen. Es ist knetbar daher einfach in der Anwendung. Pro-Tec ist wiederverwendbar, Überschüsse können einfach abgedampft werden. Pro-Tec ist selbstisolierend gegen Silikon, Kunststoff und Gips.