



## Polier-Sticks

Packung 100 Stück L: 9 mm, Ø 3 mm

---



Artikelnr.: 128292  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 0.002 kg  
Höhe: 3 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 135 mm

**€ 24,23**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Polier-Sticks Länge: 9 mm, Ø 3 mm

Ideal zum Auspolieren von Sekundärkronen mit Diamantpaste zum Erzielen einer spiegelglatten Oberfläche.  
Polier-Sticks sind aus Holz und haben eine sehr hohe Standzeit.