



Flexio Bohrerstände 39

Stück



Artikelnr.: 128304

Hersteller: IC Medical System GmbH

Gewicht: 0.8 kg

Höhe: 205 mm

Breite: 205 mm

Länge: 205 mm

€ 273,66

Zzgl. MwSt.

Stück Bohrerstände

Der *Flexio-Bohrerstände 39* mit insgesamt 156 Steckplätzen ist aus robustem Edelstahl gefertigt. Unser Set enthält vier Bohrerbehälter mit je 39 Steckplätzen, die man direkt in den einzelnen Behandlungszimmern bestücken, im Thermodesinfektor reinigen sowie desinfizieren und schlussendlich komplett autoklavieren kann. Die mitgelieferte Halterung ist universal auch in anderen Thermodesinfektoren einsetzbar. Die Steckplätze des *Flexio-Bohrerständers 39* weisen mit 21 großen und 18 kleinen Aufnahmen pro Behälter zwei Größen auf. Damit eignen sie sich für die zwei Bohrschaftdurchmesser von 1,59 mm und 2,5 mm. Ebenso erlauben sie Schafthöhen von 18,5 bis 27,5 mm. So kann man mit bis zu 156 WS- oder FG-Instrumenten pro Charge einen umfangreichen Bedarf abdecken. Die Bohraufsätze bleiben dank des hochwandigen Behälters mit Rastverschluss während des gesamten Aufbereitungsprozesses verlässlich fixiert und die Schneiden gut geschützt.