



ExtraLux

Stück DL319R, Lanzettenform



Artikelnr.: 128318
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.101 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 72 mm
Länge: 240 mm

€ 69,22

Zzgl. MwSt.

Stück Hebel DL319R, Lanzettenform

Die gewebeschonende Extraktion gewinnt zunehmend an Bedeutung. Vor allem in der Implantologie können durch gewebeschonende Extraktionen aufwendige Knochenagumentationen vermieden werden. ExtraLux Instrumente ermöglichen eine einfache und komfortable gewebeschonende Extraktion aller Zähne durch scharfe Arbeitsenden, dünne Querschnitte, Ergonomie und Haptik.

- Komfortables Durchtrennen des Halteapparats
- Knochenschonendes Durchtrennen der Sharpey'schen Fasern
- Einfacher Zugang in den PA-Spalt
- Gute Kraftdosierung
- Griffige Führung der Instrumente, auch intraoperativ