



V-Posil X-Light Fast

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 128478
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.275 kg
Höhe: 128 mm
Breite: 64 mm
Länge: 108 mm

€ 41,22

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche

Präzisionsabformmaterial (VPS).

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißfähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt