



## Endo Ultralight

Stück Halter blau, 4 Instrumente



Artikelnr.: 128538  
Hersteller: Nichrominox  
Gewicht: 0.045 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 101 mm  
Länge: 105 mm

**€ 23,15**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Halter blau, 4 Instrumente

Diese ultraleichten Endo-Halter sind sehr stark, aber leicht und wurden speziell für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie in Ultraschallbädern entwickelt. Im geschlossenen Zustand wird der Ultralight-Endohalter zu einer Kassette, die ein hohes Maß an Schutz für Ihre endodontischen Instrumente bietet. Elektropoliert für eine glänzende Oberfläche. Verfügbar für 4, 8 oder 12 Endo-Instrumente. Diese Halter aus Edelstahl und Silikon sind für alle Desinfektions- und Reinigungslösungen sowie für alle Sterilisationsprozesse geeignet. Der interne Halter kann gedreht werden: Wenn Sie die Kassette öffnen, drehen Sie den internen Halter vertikal, um die Instrumente zu präsentieren, was die Verwendung sehr einfach macht. Die kleinen Silikonstopfen halten Ihre Instrumente sicher. Äußerlich gibt es ein Sterimeter mit den Nummern 1 bis 10.