



Adapter

Stück Adapter für ISO-Anschluss



Artikelnr.: 128576
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 63 mm
Länge: 114 mm

€ 59,16

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter für ISO-Anschluss

Der *Adapter* eignet sich für alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Anschluss (INTRA-Kupplung). Auch Winkelstücke mit kurzem ISO-Anschluss (z.B. Sirona T1/T2 S-Line, W&H Synea Vision Short Edition, NSK nlx nano, etc.) können angeschlossen werden. Der *Adapter* kann entweder direkt in die Injektorschiene mit Cleanfinity Filter oder mit einem Einzelfiltergehäuse (Best.-Nr. 73905) in die Injektorschiene ohne Zentralfilter geschraubt werden.