



Dynax® light

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 46 Shore A, smaragdgrün, 12 Mischkanülen, 12 Spitzen



Artikelnr.: 128618
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Gewicht: 0.235 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 91 mm
Länge: 136 mm

€ 36,25

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 46 Shore A, smaragdgrün, 12 Mischkanülen, 12 Ansatzspitzen

Leichtfließendes, additionsvernetzendes Korrektursilikon. Thixotropes, dünnfließendes Korrekturmateriale (light body) mit hoher Detailpräzision. Geeignet für die Korrekturtechnik, kombinierbar mit Dynax® clear, putty, heavy body und mono. Verarbeitungszeit 90 Sekunden. Mundverweildauer 90 Sekunden. Konsistenz niedrig – Typ 3.