



VITIS sonic S20

Stück inklusive 2 Ersatzbürstenköpfe medium, 1 Ladeteil



Artikelnr.: 128640
Hersteller: DentaId GmbH
Gewicht: 0.457 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 61 mm
Länge: 155 mm

€ 58,61

Zzgl. MwSt.

Stück Zahnbürste inklusive 2 Ersatzbürstenköpfe medium, 1 Ladeteil

Schalltechnologie für die optimale Zahnreinigung.

Die Borsten der VITIS Sonic vibrieren mit Hochfrequenz (Schallvibration) auf der Zahnoberfläche und entfernen effektiv den oralen Biofilm. Die Schallvibration erzeugt kleine Bläschen, die den oralen Biofilm effektiv aufbrechen und auch an schwer zugänglichen Stellen wie dem Zahnfleischsaum und den Zahnzwischenräumen entfernen können. Die Sonic Zweifachwirkung für ein besseres Putzen der Zähne: die *VITIS sonic S20* bietet maximale Wirksamkeit und Präzision beim Zähneputzen bei gleichzeitiger Schonung von Zähnen und Zahnfleisch.

- VITIS Bürstenkopf mit hochwertigen, einzeln abgerundeten Tynex Borsten
- Die Bürstenköpfe haben farbiger Ring zur Unterscheidung bei mehreren Nutzern
- Ergonomischer Griff mit Anti-Rutsch-Rillen
- Knopf zu Einstellen der Putzart (3 Putzarten: Normal = 31.000 Bewertungen pro Minute zur Entfernung der dentalen Plaque, Precision = 40.000 Bewegungen pro Minute bietet maximale Effizienz und Präzision für eine gründliche Reinigung. Putzart Massage massiert das Zahnfleisch und verbessert die Reinigung des Zahnfleischsaumes)
- Quadrantentimer
- Ladeanzeigeleuchte
- Stabiles und modernes Ladeteil
- 2 Jahre Garantie