



## GC Initial™ LiSi Press

Packung 5 x 3 g Rohling BLE HT

---



Artikelnr.: 128818  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.08 kg  
Höhe: 26 mm  
Breite: 123 mm  
Länge: 164 mm

**€ 72,90**

*Zzgl. MwSt.*

---

Packung 5 x 3 g Rohling BLE HT

Initial™ LiSi Press von GC ist der erste Lithium-Disilikat-Keramikrohling mit hochdichter Mikronisierung (HDM).