



GC LiSi PressVest

Flasche 900 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 128840
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.196 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 84 mm
Länge: 85 mm

€ 30,14

Zzgl. MwSt.

Flasche 900 ml Flüssigkeit

GC LiSi PressVest ist eine kohlenstofffreie, phosphatgebundene Einbettmasse für die Keramik-Pressstechnik, die eine einfachere, schnellere und sichere Bearbeitung garantiert. Eine Behandlung mit Flusssäure und das Strahlen mit Aluminiumoxid sind nicht länger notwendig, um die Reaktionsschicht zu entfernen.