



Apply-Tips

Packung 100 Stück blau, regular



Artikelnr.: 12898

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.067 kg

Höhe: 111 mm

Breite: 48 mm

Länge: 48 mm

€ 5,20

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Tips blau, regular

Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten. Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen. Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Arzneimittel etc.). Säurefest gegen Bondings und andere Materialien. Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme. In drei Größen erhältlich.