

## Tri Auto ZX2

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 129020  
Hersteller: J.Morita Europe GmbH  
Gewicht: 2.025 kg  
Höhe: 248 mm  
Breite: 110 mm  
Länge: 334 mm

**€ 2.334,65**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Endomotor inklusive Handstück, Winkelstück, interner Feilenelektrode, Akku, Tischladegerät, Steckernetzteil, CE-Messkabel, Feilenklemme, 3 Schleimhautelektroden, Prüfstecker, Führungsstift zum Austausch der internen Feilenelektrode, 100 Hygiene Schutzhüllen, AR/LS Sprühdüse

Mit seiner einfachen und intuitiven Bedienung und den automatischen Funktionen sorgt *Tri Auto ZX2* zu jeder Zeit für absolut zuverlässige, sichere Ergebnisse bei der Wurzelkanalaufbereitung. Neu sind die Sicherheitsfunktionen Optimum Glide Path (OGP) und Optimum Torque Reverse (OTR). OGP vereinfacht die Gleitpfaderstellung, während die OTR-Funktion durch Änderung der Drehrichtung bei Drehmomentüberschreitung vor Feilenbruch und Mikrocracks schützt. So schont *Tri Auto ZX2* die natürliche Zahnhartsubstanz und macht die Behandlung noch effizienter.

- Apexlokalisierung und Aufbereitung in einem kabellosen Handstück
- Einzigartige Sicherheitsfunktionen
- Drehbares LCD-Display für Links- und Rechtshänder
- Direkte Sicht auf den Präparationsbereich durch kleinen Instrumentenkopf