



## Isovac Adapter P&C St



Artikelnr.: 129057  
Hersteller: Zyris INC.  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 56 mm  
Länge: 80 mm

**€ 19,95**

*Zzgl. MwSt.*

---

Isovac® ist ein dentales Isolationssystem für den klinischen Einsatz bei Zahnärzten. Durch den Anschluss an einen vorhandenen HVE-Koppler oder Speichelsauger mittels Adapter lässt sich er sich leicht in jede Arbeitsumgebung integrieren. Es wurde entwickelt, um zwei Quadranten auf einmal zu isolieren und gleichzeitig eine Retraktion der Zunge sowie eine kontinuierliche Absaugung zu ermöglichen. So können Sie die Feuchtigkeit in der gesamten Mundhöhle kontrollieren und regulieren.