



GC Initial™ LRF BLOCK

Packung 5 Stück Gr. 14, A3 LT



Artikelnr.: 129107
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.075 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 44 mm
Länge: 108 mm

€ 58,40

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe 14, A3 LT

Der *GC Initial™ LRF BLOCK* ist ein leuzitverstärkter Feldspat-CAD/CAM-Block, in je fünf Hoch- und Niedrig-Transparenten V-Farben. Er eignet sich für indirekte vollkeramische, vollanatomische Restaurationen. Ganz gleich ob Sie einfach nur polieren oder mit der speziellen Glasurpaste glasieren, GC Initial™ LRF bietet Ihnen die höchste Bruchstabilität & Biegefestigkeit in seiner Klasse.