



FREEPRINT® temp

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A2



Artikelnr.: 129186
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.585 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 68 mm
Länge: 68 mm

€ 141,81

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A2

Lichthärtender, biokompatibler 3D Kunststoff zur generativen Herstellung von temporären Kronen & Brücken. Für alle LED/UV Drucker mit Lichtspektrum 378-388 nm. Außergewöhnliche Bruch- und Biegefestigkeit, hohe Abrasionsfestigkeit. Natürliche Zahnästhetik, brillante transluzente Farben. Leichte Oberflächenbearbeitung und Politur, individuell charakterisierbar mit dem smartrepair® System oder Compositen. Niedrigviskos für geringeren Materialverbrauch und schnellere Reinigung. Mundbeständig, keine Geruchs- und Geschmacksirritationen.

Farben: A1, A2, A3.