



scan`dry plus

Spraydose 75 ml



Artikelnr.: 129239
Hersteller: Dentaco GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.143 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 57 mm
Länge: 167 mm

€ 38,47

Zzgl. MwSt.

Spraydose 75 ml

Trockenes Scanningspray, intraoral einsetzbar, trocknet unmittelbar beim Aufsprühen, für eine extrem feine Puderschicht. Leicht und schnell aufzutragen und zu entfernen. Kontrastfarbe. Ökonomische, gut handhabbare Dosengröße. Hygienische Wechselkanülen.