



Dentalrapid® soft SD liquid

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 129286
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 5.31 kg
Höhe: 303 mm
Breite: 202 mm
Länge: 240 mm

€ 30,25

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Alkoholfreie Flächen-Schnelldesinfektion gebrauchsfertig.

Aldehydfreies, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, mit guter Reinigungsleistung, angenehmem Duft, großem Wirkungsspektrum, schnellen Einwirkzeiten und einer Remanenzwirkung. Materialschonend durch pH-neutralen Wert und besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen. VAH-gelistet.

Anwendungsgebiete gemäß MPG:

Zur Reinigung und Desinfektion von allen wasserbeständigen Oberflächen, insbesondere alkoholempfindlichen Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte, wie Kleingeräte, medizinisches / dental-medizinisches Inventar, Leder, Kunstleder, lackierte Oberflächen, Acrylglas.

Anwendungsgebiete gemäß Biozid-Verordnung:

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

Vorteile:

- Schnelle Einwirkzeiten
- Breites Wirkungsspektrum
- Materialschonend
- Gute Materialkompatibilität
- Remanenzwirkung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.