



Dentalrapid® soft SD pur

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 129288
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 5.158 kg
Höhe: 248 mm
Breite: 152 mm
Länge: 196 mm

€ 36,80

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel, Konzentrat.

Zur Reinigung und Desinfektion von allen wasserbeständigen Oberflächen, insbesondere alkoholempfindlichen Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte, wie Kleingeräte, medizinisches / dental-medizinisches Inventar, Leder, Kunstleder, lackierte Oberflächen, Acrylglas. VAH gelistet.

Anwendungsgebiete gemäß MPG:

Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Anwendung gemäß Biozid-Verordnung:

Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

Vorteile:

- Sehr niedrige
- Anwendungskonzentration
- Breites Wirkungsspektrum
- Schonend zu allen Oberflächen
- Sehr gute Reinigungsleistung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.