



MEtherm® 50

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 129295
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 5.884 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 137 mm
Länge: 240 mm

€ 57,83

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

MEtherm® 50 ist ein leistungsstarker mildalkalischer Reiniger für die maschinelle Instrumenten-Aufbereitung in MELAtherm®. Die besondere Reinigungsleistung wird durch die Kombination von Enzymen und Tensiden erreicht. *MEtherm® 50* ist frei von Silikaten, minimiert die Entstehung von Belägen auf den Instrumenten und der Waschkammer und trägt zu deren Werterhalt durch eine optimierte Materialverträglichkeit bei.