



MEtherm® 56 P

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 129297
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 7.834 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 137 mm
Länge: 240 mm

€ 62,99

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

MELAG *MEtherm® 56 P* ist ein effektiver Neutralisator auf Phosphorsäurebasis, der eigens für die maschinelle Instrumentenaufbereitung im MELAtherm® 10 entwickelt wurde. *MEtherm® 56 P* löst zuverlässig säurelösliche Ablagerungen wie Kalk und beugt effektiv Belagsbildungen an den Instrumenten und am MELAtherm® 10 vor. Auf Grund der Phosphorsäurebasis wird der Einsatz in den Fachbereichen Gynäkologie, HNO und Chirurgie empfohlen. *MEtherm® 56 P* ist nicht für die Aufbereitung im ophthalmologischen und ophthalmo-chirurgischen Bereich geeignet.