



## Diamanten 842

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 158 Zylinder abgerundet, 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 12934

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 29,59**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 158 Zylinder mit abgerundeter Kante, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min.