



els cem

Spritze 10 g



Artikelnr.: 12946
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 117 mm
Länge: 185 mm

€ 128,70

Zzgl. MwSt.

Spritze 10 g

Licht- und autopolymerisierender, röntgenopaker Komposit- Befestigungszement zur definitiven Zementierung von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Brücken, Wurzelstiften sowie Schrauben aus Komposit, Metall oder Keramik/Zirkonoxiden. *els cem* ist frei von TEGDMA, HEMA und BisGMA und somit insbesondere für Patienten und Anwender mit einer Sensibilität gegenüber diesen Stoffen geeignet.

- Optimales Mischverhältnis und punktgenaues Applizieren mit der Doppelmischspritze
- Systemergänzung zu Saremco els duobond