



## Lucitone® HIPA

Trial Kit Opaque Geadert

---



Artikelnr.: 129475  
Hersteller: DeguDent GmbH  
Gewicht: 0.15 kg  
Höhe: 70 mm  
Breite: 150 mm  
Länge: 180 mm

**€ 48,74**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Trial Kit Opaque Geadert** 100 g Pulver opaque geadert , 100 ml Flüssigkeit opaque geadert

Hochleistungs- Prothesenkunststoff. *Lucitone® HIPA* ist das erste Hochleistungs-Kaltpolymerisat. Es übertrifft die Standards für Werkstoffe mit erhöhter Schlagzähigkeit, wie es bisher nur bei Heißpolymerisaten bekannt war.

*Lucitone® HIPA* wurde für die Herstellung von Voll- und Teilprothesen inklusive Implantat gestützter Deckprothesen, Reparaturen, Unterfütterungen sowie anderer dentaler Anwendungen entwickelt. Es ist in verschiedenen Farben, mit und ohne Adern erhältlich.