



MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

Flasche 750 ml



Artikelnr.: 129555
Hersteller: Dürr Dental SE
Gewicht: 0.806 kg
Höhe: 286 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 13,33

Zzgl. MwSt.

Flasche 750 ml

Aldehyd- und schaumfreie, gebrauchsfertige Lösung zur intensiven und rückstandslosen Reinigung von Mundspülbecken.

- Problemloses Entfernen von Rückständen wie Kalk, Blut oder Plaquesfärbemitteln
- Gleichzeitige Reinigung, Desodierung und Pflege von Mundspülbecken
- Ohne Scheuerkomponenten – kein Zerkratzen des Mundspülbeckens
- Antimikrobiell – wirksam gegen Bakterien, Tb-Bakterien und Hefepilze