



Diamantpolierer 9662

Stück rosa, RA, Figur Spitze



Artikelnr.: 129567
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 35 mm
Länge: 55 mm

€ 12,46

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer rosa, RA, Figur Spitze

Diamantpolierer. Dia-Komp.

- Vorpolitur
- Ausnahmen: Kunststoffpolierer 9603, 9641, 9642, 9644 = 15.000 U/min.
Diamantpolierer = 10.000 U/min.

Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der maximalen Drehzahl.