



## Hinristone® E

Karton 25 kg Superhartgips goldbraun



Artikelnr.: 129605  
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH  
Gewicht: 25.85 kg  
Höhe: 3500 mm  
Breite: 2800 mm  
Länge: 2900 mm

**€ 115,49**

Zzgl. MwSt.

### Karton 25 kg Superhartgips goldbraun

Ein fließfähiger, thixotroper Superhartgips mit außergewöhnlicher Härte aus hochreinem Naturgestein. Erhöhte Expansionswerte zum Ausgleich der Kontraktion anderer Werkstoffe. Hohe Kratz- und Bruchfestigkeit, besonders geeignet für die hochwertige Prothetik.

#### Anwendungsempfehlung

- Stumpfmodelle
- Zahnkränze
- Sägeschnittmodelle
- Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik
- Kontrollmodelle
- Arbeitsmodelle
- Gegenbissmodelle und Kunststofftechnik