



EVE DIAPRO TWIST

Stück rot mittel, RA, Figur Twist, 14 x 1,6 mm



Artikelnr.: 129630
Hersteller: EVE Ernst Vetter GmbH
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 19 mm
Breite: 36 mm
Länge: 55 mm

€ 11,23

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer rot mittel, RA, Figur Twist, 14 x 1,6 mm

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit DIASYNT® PLUS
- 1. Stufe - rot mittel - Vorpolieren
- 2. Stufe - gelb fein - Hochglanzpolieren
- Keramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid
- Drehzahl: 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.