



MIRAJECT® FLEXI TIP

Packung 25 Einmalkanülen 21G



Artikelnr.: 129760
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 60 mm
Länge: 100 mm

€ 13,41

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Einmalkanülen 21G

Applikations-Kanüle für Luer-Spritzen.

- Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanüle
- Sehr flexibel und formstabil
- Zur feinen Applikation bzw. Dosierung von dünnflüssigen Pasten und Flüssigkeiten
- Zum einmaligen Gebrauch