



S4

Packung 2 x 76,5 ml Tube light



Artikelnr.: 12988

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.276 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 79 mm

Länge: 172 mm

€ 45,72

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 76,5 ml Tube light

Feinfließendes, additionsvernetzendes Korrekturabformmaterial S4 ist frei von Thixotropie und eignet sich besonders für einen Druckstellenkontrollabdruck oder zur Basiskorrekturabformung des Oberkiefers in der Totalprothetik. Hier kann, je nach vorliegenden Kieverhältnissen, eine Mischung aus Bisico® S4 mit Mandisil empfehlenswert sein.