



# Dentalrapid® SD liquid

Kanister 5 Liter Neutral



Artikelnr.: 129919  
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.  
Gewicht: 4.781 kg  
Höhe: 248 mm  
Breite: 146 mm  
Länge: 193 mm

**€ 23,39**

*Zzgl. MwSt.*

## Kanister 5 Liter Neutral

Alkoholische Flächen-Schnelldesinfektion gebrauchsfertig.

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen mit großem Wirkungsspektrum und schnellen Einwirkzeiten.

Art der Anwendung gemäß MPG:

Gebrauchsfertige alkoholische schnelle Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten (nicht zur terminalen Aufbereitung invasiver Medizinprodukte geeignet).

Art der Anwendung gemäß Biozid-Verordnung:

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Vorteile:

- Schnelle Einwirkzeiten
- Extrem breites Wirkungsspektrum
- Frische Duftnoten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.