



GingiTrac™

Nachfüllpackung



Artikelnr.: 12998

Hersteller: Centrix Incorporated

Gewicht: 0.264 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 82 mm

Länge: 114 mm

€ 144,23

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung

GingiTrac™ wurde neu formuliert und besteht jetzt aus der NEUEN 1:1-Zusammensetzung von Vinyl-Polysiloxan. Leichteres Herausdrücken aus der Automix-Pistole. Längere Haltbarkeitsdauer. Und kürzere Abbindezeit. Spritzen Sie die Retraktionspaste einfach weiterhin mit unserem patentierten NeedleTip in den Sulcus und nutzen den Bissdruck mit einem GingiCap. Verarbeitungszeit 1:30 min. Das in GingiTrac enthaltene Adstringenz kontrolliert den Sekretfluss, und das fließfähige Vinyl-Polysiloxan-Material presst die Gingiva vorsichtig an.