



## Protecto-Tip

Packung 10 Stück, 4 mm x 28 mm



Artikelnr.: 130033  
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 81 mm  
Länge: 125 mm

**€ 4,92**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 10 Tips, 4 mm x 28 mm

Universelle Schutzkappe für Instrumente und Inserts

- Kappen aus flexiblem Kunststoff
- Verhindert das Durchstechen von Sterilverpackungen
- Schutz vor Beschädigung der Instrumente
- Vermeidet Verletzungsrisiko
- Einfach und schnell in der Anwendung
- Für fast alle gängigen Instrumentenformen geeignet
- Auch für Cavitron Inserts empfohlen
- Autoklavierbar