



Apply-Tips

Packung 100 Stück weiß, fein



Artikelnr.: 13006

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.054 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 35 mm

Länge: 97 mm

€ 5,15

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Tips weiß, fein

Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten. Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen. Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Arzneimittel etc.). Säurefest gegen Bondings und andere Materialien. Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme. In drei Größen erhältlich.