



OmniStar touchless

Komplettset OmniStar touchless inklusive Zubehör



Artikelnr.: 130112
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.964 kg
Höhe: 165 mm
Breite: 210 mm
Länge: 325 mm

€ 103,85

Zzgl. MwSt.

Komplettset OmniStar touchless, Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 D Zelle Alkali Batterien

Automatischer Sensorspender *OmniStar touchless*. Sprühstöße individuell einstellbar (grünes LED Licht: ein Sprühstoß, rotes LED Licht: zwei Sprühstöße). Die Maße ohne Tropfschale: (B x H x T) 104 x 312 x 190 mm. Maße mit Tropfschale: (B x H x T) 121 x 320 x 247 mm. Für Seife und flüssige Händedesinfektionen (z. B. Omnihand) in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen. Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.