



## OP-Set Assistenz steril

Set 1 OP-Kittel, 1 Haube, 1 Mundschutz, 1 Paar Kunststoff-Überschuhe

---



Artikelnr.: 130403  
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 200 mm  
Länge: 400 mm

**€ 10,44**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set** 1 OP-Kittel wasserabweisend, 1 OP-Baretthaube, 1 Monoart Mundschutz mit Gummizug, 3-lagig, 1 Paar wasserfeste Kunststoff-Überschuhe, one size, hellblau

Zusammenstellung OP-Kleidung für Routinebehandlungen. Speziell für die zahnärztliche Assistenz bei kurzen Behandlungen. Steril verpacktes Set für eine Person.

Das Set besteht aus einem OP-Kittel (ca. 115 cm lang) und einer OP-Haube aus leichtem und wasserabweisendem Vliesstoff. Die Ärmel des Kittels schließen mit Baumwollbündchen ab. Wasserfeste Überschuhe und ein hochwertiger 3-Lagen-Mundschutz ergänzen das Set.