



## Ortho-Strips One Sided

Stück Tray Ref. OST400



Artikelnr.: 130438  
Hersteller: Intensiv SA  
Gewicht: 0.078 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 98 mm

**€ 42,14**

Zzgl. MwSt.

### Stück Strip Tray Ref. OST400

Oszillierende Diamantstrips für die interdentale einseitige Zahnschmelzreduktion und approximale Politur in der Kieferorthopädie (Stripping). Bei der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie (Stripping) sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt. Mit dem Intensiv *Ortho-Strips One-Sided* ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche, kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschließender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz und unter Schonung des Nachbarzahnes möglich.

- Flexible Strips, einseitig diamantiert
- 6 verschiedene Körnungen: 08, 80, 60, 40, 25 und 15 µm Feilen zur Zahnschmelzreduktion, Konturierung, Finierung und Politur
- Variante links („L“) und rechts („R“) - mesial und distal im Ober- und Unterkiefer
- Zu verwenden in Kombination mit Intensiv Swingle, WG-69 LT Ortho (mit Licht)

### Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrößerung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie ohne iatrogene Schäden der Nachbarzähne
- Einseitige approximale Konturierung, Finierung und Politur

### Vorteile

- Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz der Nachbarzähne
- Rasche und kontrollierte Reduktion\* des Zahnschmelzes
- Keine Verletzungen für Patienten (Lippen) und Zahnärzte (Finger)