

Erkopress motion

Stück



Artikelnr.: 130455
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 29.9 kg
Höhe: 454 mm
Breite: 420 mm
Länge: 554 mm

€ 3.680,80

Zzgl. MwSt.

Stück Druckformgerät

Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang zum Anschluss an das vorhandene Druckluftsystem.

- Folie programmieren
- Folie einlegen
- Heizvorgang starten
- Modell spätestens jetzt platzieren
- Alles Weitere erledigt das Erkopress motion