



Heraenium® Laser

Packung 1 kg



Artikelnr.: 13080
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 1.034 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 80 mm
Länge: 93 mm

€ 285,42

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg

Heraenium® Laser zeichnet sich durch hohe Festigkeit und ein hervorragendes Rückstell-Verhalten aus. Außerdem wird *Heraenium® Laser* höchsten Ansprüchen in Bezug auf Elastizität, Federeigenschaften, Ausarbeitsverhalten und Laserschweißbarkeit gerecht.

Vorteile

- Hohe Festigkeit
- Extra niedriger Kohlenstoffgehalt
- Ideal schweißbar, bei geringer Spaltbreite