




## Harvard MTA Retro (XR Fast OptiCaps®)

Packung 2 x 0,25 g



Artikelnr.: 131040  
Hersteller: Harvard Dental Internaton  
Gewicht: 0.029 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 67 mm  
Länge: 114 mm

**€ 47,56**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 x 0,25 g Cap

*Harvard MTA XR Fast OptiCaps (MTA-Retro)* ist ein bioaktiver MTA-Zement für den retrograden Wurzelkanalverschluss.

- Feste Konsistenz
- Xtra Röntgenopak
- Schnell härtend
- Bindet auch in Feuchtigkeit ab
- Besonders geeignet für den retrograden Wurzelkanalverschluss
- Anmischzeit: 30 Sekunden
- Verarbeitungszeit: 120 Sekunden
- Nächster Behandlungsschritt: bereits nach 3 Minuten