



IPS e.max ZirCAD for CEREC/Inlab

Packung 5 Stück LT A2 C17



Artikelnr.: 131138
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH
Gewicht: 0.164 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 88 mm
Länge: 128 mm

€ 111,26

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke LT A2 C17

IPS e.max® ZirCAD ist das vielseitige Zirkoniumoxid-System und steht für hohe Festigkeit und Bruchzähigkeit. Dank dieser Eigenschaften können Wandstärken deutlich reduziert werden. Das Ergebnis sind natürlich wirkende Restaurationen mit perfekter Balance zwischen geringer Wandstärke und optimaler Transluzenz. Zur Anwendung im CEREC/inLab System.