



VITA ADIVA® S-CEM

Spritze 5 ml A2 universal



Artikelnr.: 131170
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.043 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 100 mm
Länge: 100 mm

€ 98,94

Zzgl. MwSt.

Spritze 5 ml A2 universal

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Das selbstadhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung des Restaurationsmaterials.

Für die Befestigung aller indirekten Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall geeignet. **Vorteile**

- Vielfältige Restaurationswerkstoffe mit materialspezifisch abgestimmten Haftvermittlern verlässlich befestigen
- Dank des übersichtlichen Befestigungssets mit systematisch angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten prozesssicher befestigen
- Mit dem handlichen, zweiteiligen Set im Normtrayformat alle Komponenten stets griffbereit zur Hand